

SRA[®]+ Recorder

Version 2



hochwertig,
kompakt,
leistungsstark!

Screening nach Vorhofflimmern erfordert hochwertige Daten - so lange wie möglich

Der Recorder bietet die besten Voraussetzungen für eine hochwertige Aufzeichnung bei kompakter Größe und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der in Deutschland produzierte **SRA[®]+ Recorder** wurde speziell für den Einsatz mit **SRA[®]doc**, **SRA[®]clinic** und **SRA[®]24** entwickelt und überzeugt durch einfache Bedienung und leistungsstarke Technologie.

Durch den Einsatz neuester Elektronik und Akkutechnologien konnten sehr geringe Maße, niedriges Gewicht und eine lange Akkulaufzeit realisiert werden. Dies führt zu einem sehr hohen Tragekomfort für den Patienten.

Weitere Informationen zu unserer Dienstleistung finden Sie auf www.apoplexmedical.de

SRA[®]+ Recorder

Version 2

Technische Daten

Digitaler EKG-Recorder zur Aufzeichnung von 2-Kanal-EKG-Signalen

- Anwendbar mit SRA[®] doc, SRA[®] 24, SRA[®] clinic
- 2-Kanal-Aufzeichnung mit 3-adrigem Patienten-kabel
- Hochaufgelöstes EKG-Signal
- 1-72 Stunden konfigurierbare Aufzeichnungsdauer
- Akkubetrieben
- USB Technologie: sehr geringes Gewicht und kleine Abmessungen



Lieferumfang

SRA[®]+V2 Recorder mit integriertem Flash Speicher, USB Daten- und Ladekabel, Netzteil, Patienten-kabel, Klebepads

Abmessung	37 x 62 x 18 mm (BxLxH)
Gewicht	42g
Akku	Lithium-Ionen-Akku, 930 mAh
Leistungsaufnahme	42 mW
Netzteil	Eingang: 100 - 240 V~/50 Hz · Ausgang: 5 V=/1000 mA
Datenaufnahme	2 Kanäle, gleichzeitig
Speicher	Interner Flash Speicher 1 – 32 GB
Aufzeichnungsdauer	< 72h
Abtastfrequenz	125 – 1800 Hz
Messgenauigkeit	10 µV (Digitale Auflösung)
Dynamikbereich	± 6 mV
Frequenzgang	0,05 - 55 Hz (-3 dB)
Betriebsbedingungen	Temperatur: -20°C to +60°C Luftdruck: 500 - 1060 hPa Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 %
Zulassung	Schutzklasse II / Typ CF / Medizinprodukt Klasse IIa / wasserdicht

apoplex medical technologies GmbH

Delaware Avenue 1-3 • 66953 Pirmasens • Deutschland

Phone: +49 6331 698 998-0 • Telefax: +49 6331 698 998-19

E-Mail: info@apoplexmedical.com • Internet: www.apoplexmedical.com