

Los siguientes Holvers se pueden utilizar con SRAclinic[®]:

| Empresa | Modelo | Los datos se pueden leer directamente desde la tarjeta de memoria o a través de conexión USB | Modo de exportación especial, se requiere cierta versión de software | Necesidad específica de hardware |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| SR-Medizintechnik | SRA+*, SRA IV*, Cardioscout* | X | | |
| Spacelabs / Delmar Reynolds | LifeCard CF* | X | | |

